



Rehabilitate con tu hijo con Upsee!

El sistema Upsee permite a niños con discapacidad motora a rehabilitar la marcha con la ayuda de un adulto. ¡Upsee ayuda a socializar, divertirse y rehabilitarse en familia! Ideal para niños con trastornos neuromusculares. Programa de terapia: Incluye un programa de terapia para maximizar la efectividad del Upsee.

Para saber el tamaño Necesitamos saber:

Edad del niño

Medida del hombro a la cadera y peso.

Arnés para el niño: El niño usa el arnés, que va atado al cinturón del adulto.

(Extra-chico) Para niños de 1 a 2 años, con peso menor a 15kg. Disponible en verde

(Chico, Mediano y Grande) Disponible en azul y rosa

Chico: Para niños de 2 a 4 años. Peso máximo de 15kg.

Mediano: Para niños de 4 a 6 años. Peso máximo de 20kg

Grande: Para niños de 6 a 8 años. Peso máximo de 25kg.

Fabricado en Irlanda.

Upsee

ITEM: Upsee ***





Página ... 2

El Upsee se compone de:

- Cinturón de cadera para adulto: El adulto se pone el cinturón para sostener al niño.

Un tamaño estándar:
24"-42" (60cm-106cm) (Negro, ajustable)



- Sandalias: Las sandalias están diseñadas para que los pies del adulto y del niño estén juntos y puedan dar el paso al mismo tiempo.

(Infantil) - La sandalia tamaño infantil viene con el arnés más pequeño



(Regular) - Las sandalias de tamaño regular vienen incluidas en el arnés de tamaño chico, mediano y grande

	TAMAÑO	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE
Hombro a la cadera	CENTÍMETROS PULGADAS	28-32cm 11-13.5"	31-36cm 12-14"	35-39cm 14-15.5"	38-42cm 15-16.5"
Circunferencia del tórax	CENTÍMETROS PULGADAS	50-57cm 19-22"	52-60cm 20-24"	57-65cm 22-26"	63-71cm 25-28"
Peso máximo del usuario	KILOGRAMOS LIBRAS	15kg. 33	15kg. 33	20kg. 44	20kg. 55

