



AGUA AUTOCLAVE

CERTIFICACION INVIMA 2010012407

1. DESCRIPCIÓN

- Líquido traslucido, incoloro, e inodoro, libre de partículas extrañas.
- Contiene: Agua desionizada, microfiltrada y estabilizada.
- Previene la formación de incrustaciones en los equipos.
- Conductividad baja.
- Alta pureza libre de iones

Presentación comercial:

Envases PEAD Galón (3,785 mL) y Garrafa 20 L.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Generador de vapor en todo tipo de autoclave como parte de los procesos de bioseguridad
- El uso de ésta es según lo indique el equipo que se va a manejar.

3. ESTABILIDAD

- El producto se conserva por tres años, bien tapado, almacenado en sitio fresco, fuera del alcance de los niños

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Haga uso de acuerdo a sus protocolo de esterilización.

5. PRECAUCIONES

- Antes de manipular el producto leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la hoja de seguridad.
- No hacer diluciones con agua corriente.
- Una vez abierta, utilizar en el menor tiempo posible.
- NO apta para consumo humano.
- En caso de ingestión consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.
- No presenta efectos Tóxicos para el medio ambiente.
- No es Inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Cerrar herméticamente el recipiente.

#Prodont
TeCuida >>>

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A N° 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

ELABORÓ

Vanessa Méndez O.
Coord. C. Calidad
Prodont Scientific S.A.S

REVISÓ

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.

APROBÓ

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.