

CATALOGO FRESAS DENTALES



MICRODONT



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



Q17-1



GRIFT SIZE / GRANULACIÓN

- Extra Coarse Grain / Grano Extra Grueso
- Coarse Grain / Grano Grueso
- Standard Grain / Grano Normal
- Fine Grain / Grano Fino
- Extra Fine Grain / Grano Extra Fino



ESFERICA

							
		1011	1012	1013	1014	1015	1016
ISO/FIG.		001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801
Ø		009	010	012	014	016	018
L1							
L2		19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0

CONICA INVERTIDA

							
		1031	1032	1033	1034	1035	1036
ISO/FIG.		010/805	010/805	010/805	010/805	010/805	010/805
Ø		009	010	012	014	016	018
L1		0.9	1.0	1.0	1.0	1.6	1.8
L2		19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0

CILINDRICA EXTREMIDAD PLANA


											
		1090	1092	1094		3097	3098	3099	3100	4102	4103
ISO/FIG.		109/835	109/835	109/835	ISO/FIG.	111/837	111/837	111/837	111/837	112/837	112/837
Ø		008	010	014	Ø	010	012	014	016	014	016
L1		4.0	4.0	4.0	L1	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0
L2		19.0	19.0	19.0	L2	22.0	22.0	22.0	22.0	25.0	24.0




PERA



LLAMA



CONICA EXTREMIDAD REDONDEADA



icontec
internacional

- SC 358-1
- SC 358-2
- SC 358-3
- SC 358-4
- SC 358-5
- SC 358-6
- SC 358-7



017-1



CONICA EXTREMIDAD PLANA

								
	1062	1063		3069	3070	3071	4072	5015
ISO/FIG.	170/845	170/845	ISO/FIG.	172/847	173/848	173/848	173/848	174/878
Ø	010	012	Ø	018	014	016	018	018
L1	4.0	4.0	L1	8.0	10.0	10.0	10.0	11.0
L2	19.0	19.0	L2	22.0	24.0	24.0	21.0	25.0

CONICA EXTREMIDAD OJIVAL


				
	3203	3205	3207	3228
ISO/FIG.	299/879	299/879	299/879	298/878
Ø	012	014	016	018
L1	10.0	10.0	10.0	8.0
L2	24.0	24.0	24.0	22.0

CILINDRICA EXTREMIDAD OJIVAL

			
	2215		4230
ISO/FIG.	288/877	ISO/FIG.	290/879
Ø	012	Ø	018
L1	6.0	L1	10.0
L2	21.0	L2	24.0



Descripción de Cada Referencia de Fresa



FRESAS EN FORMA ESFÉRICA



Referencia 1011: Fresa en forma esférica para la preparación de coronas, la marcación de profundidad, la abrasión oclusal, acceso al canal radicular y preparación de cavidades.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 801
- ✓ **Medidas:** Diámetro 009 **L1** - **L2** 19.0





Referencia 1012: Fresa en forma esférica para la preparación de coronas, la marcación de profundidad, la abrasión oclusal, acceso al canal radicular y preparación de cavidades.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 801
- ✓ **Medidas:** Diametro 010 L1 - L2 19.0



Referencia 1013: Fresa en forma esférica para la preparación de coronas, la marcación de profundidad, la abrasión oclusal, acceso al canal radicular y preparación de cavidades.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 801
- ✓ **Medidas:** Diametro 012 L1 - L2 19.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1





Referencia 1014: Fresa en forma esférica para la preparación de coronas, la marcación de profundidad, la abrasión oclusal, acceso al canal radicular y preparación de cavidades.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 801
- ✓ **Medidas:** Diametro 014 **L1** - **L2** 19.0



Referencia 1015: Fresa en forma esférica para la preparación de coronas, la marcación de profundidad, la abrasión oclusal, acceso al canal radicular y preparación de cavidades.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 801
- ✓ **Medidas:** Diametro 016 **L1** - **L2** 19.0





Referencia 1016: Fresa en forma esférica para la preparación de coronas, la marcación de profundidad, la abrasión oclusal, acceso al canal radicular y preparación de cavidades.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 801
- ✓ **Medidas:** Diametro 018 L1 - L2 19.0




FRESAS EN FORMA DE CONO INVERTIDO



Referencia 1031: Fresa en forma de cono invertido para la recreación de la superficie oclusal anatómica, así como para la eliminación rápida de antiguas restauraciones.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 805
- ✓ **Medidas:** Diametro 009 L1 9 L2 19.0






Referencia 1032: Fresa en forma de cono invertido para la recreación de la superficie oclusal anatómica, así como para la eliminación rápida de antiguas restauraciones.

Características:


- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 805
- ✓ **Medidas:** Diametro 010 **L1** 1 **L2** 19.0



Referencia 1033: Fresa en forma de cono invertido para la recreación de la superficie oclusal anatómica, así como para la eliminación rápida de antiguas restauraciones.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 805
- ✓ **Medidas:** Diametro 012 **L1** 1 **L2** 19.0






Referencia 1034: Fresa en forma de cono invertido para la recreación de la superficie oclusal anatómica, así como para la eliminación rápida de antiguas restauraciones.

Características:


- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 805
- ✓ **Medidas:** Diámetro 014 **L1** 10 **L2** 19.0



Referencia 1035: Fresa en forma de cono invertido para la recreación de la superficie oclusal anatómica, así como para la eliminación rápida de antiguas restauraciones.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 805
- ✓ **Medidas:** Diámetro 016 **L1** 1,6 **L2** 19.0



icontec
internacional

SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



icontec
internacional

017-1






Referencia 1036: Fresa en forma de cono invertido para la recreación de la superficie oclusal anatómica, así como para la eliminación rápida de antiguas restauraciones.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 805
- ✓ **Medidas:** Diametro 018 **L1** 1,8 **L2** 19.0




FRESAS EN FORMA CILÍNDRICA EXTREMO PLANO



Referencia 1090: Fresa en forma cilíndrica extremidad plana para la preparación hombros con un margen de 90°.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 835
- ✓ **Medidas:** Diametro 008 **L1** 4,0 **L2** 19.0





Referencia 1092: Fresa en forma cilíndrica extremidad plana para la preparación hombros con un margen de 90°.

Características:


- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 835
- ✓ **Medidas:** Diametro 010 L1 4,0 L2 19.0



Referencia 1094: Fresa en forma cilíndrica extremidad plana, utilizado para la preparación hombros con un margen de 90°.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 835
- ✓ **Medidas:** Diametro 014 L1 4.0 L2 19.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1






Referencia 3097: Fresa en forma cilíndrica con extremo plano, su forma permite realizar superficies planas.

Características:


- ✓ Grano normal.
- ✓ Figura 837
- ✓ **Medidas:** Diámetro 010 L1 8.0 L2 22.0



Referencia 3098: Fresa en forma cilíndrica con extremo plano, su forma permite realizar superficies planas.

Características:

- ✓ Grano normal.
- ✓ Figura 837
- ✓ **Medidas:** Diámetro 012 L1 8.0 L2 22.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1






Referencia 3099: Fresa en forma cilíndrica con extremo plano, su forma permite realizar superficies planas.

Características:

- ✓ Grano normal.
- ✓ Figura 837
- ✓ **Medidas:** Diametro 014 **L1** 8.0 **L2** 22.0



Referencia 3100: Fresa en forma cilíndrica con extremo plano, su forma permite realizar superficies planas.

Características:

- ✓ Grano normal.
- ✓ Figura 837
- ✓ **Medidas:** Diametro 016 **L1** 8.0 **L2** 22.0





Referencia 4102: Fresa en forma cilíndrica con extremo plano, su forma permite realizar superficies planas.

Características:

- ✓ Grano normal.
- ✓ Figura 837
- ✓ **Medidas:** Diametro 014 **L1** 10.0 **L2** 25.0



Referencia 4103:

Forma cilíndrica con extremo plano, su forma permite realizar superficies planas.

Características:

- ✓ Grano normal.
- ✓ Figura 837
- ✓ **Medidas:** Diametro 016 **L1** 10.0 **L2** 24.0



FRESAS EN FORMA DE LLAMA



Referencia 1111: Fresa en forma de llama para desgastes en la región lingual de incisivos y caninos.

Características:

- ✓ Grano normal.
- ✓ Figura 368
- ✓ **Medidas:** Diámetro 014 **L1** 5.0 **L2** 19.0



Referencia 1111F: Fresa en forma de llama para desgastes en la región lingual de incisivos y caninos.

Características:

- ✓ **Aro rojo:** Grano fino
- ✓ Figura 368
- ✓ **Medidas:** Diámetro 014 **L1** 5.0 **L2** 19.0





Referencia 3118: Fresa en forma de llama para desgastes en la región lingual de incisivos y caninos.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 368
- ✓ **Medidas:** Diametro 023 L1 5,0 L2 19.0



Referencia 3118F: Fresa en forma de llama para desgastes en la región lingual de incisivos y caninos.

Características:

- ✓ **Aro Rojo:** Grano Fino
- ✓ Figura 368
- ✓ **Medidas:** Diametro 023 L1 5,0 L2 19.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1



FRESA EN FORMA DE PERA



Referencia 3168: Fresa en forma de pera, su forma permite realizar superficies oclusales anatómicamente preparadas.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 379
- ✓ **Medidas:** Diametro 023 **L1** 4.0 **L2** 19.0



Referencia 3168F: Fresa en forma de pera, su forma permite realizar superficies oclusales anatómicamente preparadas.

Características:

- ✓ **Aro Rojo:** Grano Fino
- ✓ Figura 379
- ✓ **Medidas:** Diametro 023 **L1** 4.0 **L2** 19.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



Q17-1



FRESAS EN FORMA CÓNICA EXTREMO REDONDO



Referencia 2135: Fresa en forma cónica con extremo redondeado para la preparación de coronas de cerámica integral.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 856
- ✓ **Medidas:** Diámetro 016 **L1** 8.0 **L2** 21.0



Referencia 2135F: Fresa en forma cónica con extremo redondeado para la preparación de coronas de cerámica integral.

Características:

- ✓ **Aro rojo:** Grano fino
- ✓ Figura 856
- ✓ **Medidas:** Diámetro 016 **L1** 8,0 **L2** 21.0



ISO 9001
iconetec internacional
SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



ISO 13485
iconetec internacional
Q17-1





Referencia 2136: Fresa en forma cónica con extremo redondeado para la preparación de coronas de cerámica integral.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 855
- ✓ **Medidas:** Diámetro 016 **L1** 6.0 **L2** 21.0



Referencia 2200: Fresa en forma cónica extremo redondo.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 858
- ✓ **Medidas:** Diámetro 010 **L1** 07,0 **L2** 22.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1





Referencia 3038: Fresa en forma cónica con extremo redondeado para la preparación de coronas de cerámica integral.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 856
- ✓ **Medidas:** Diametro 018 **L1** 8.0 **L2** 22.0



Referencia 3195: Fresa en forma cónica extremo redondo.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 859
- ✓ **Medidas:** Diametro 016 **L1** 10,0 **L2** 24.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1





Referencia 3195F: Fresa en forma cónica extremo redondo.

Características:

- ✓ **Aro Rojo:** Grano Fino
- ✓ **Figura 859**
- ✓ **Medidas:** Diámetro 016 **L1** 10,0 **L2** 24.0



Referencia 3195FF: Fresa en forma cónica extremo redondo.

Características:

- ✓ **Aro Amarillo:** Grano Extra Fino
- ✓ **Figura 859**
- ✓ **Medidas:** Diámetro 016 **L1** 10,0 **L2** 24.0





Referencia 4137: Fresa en forma cónica con extremo redondeado para la preparación de coronas de cerámica integral.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 856
- ✓ **Medidas:** Diámetro 025 L1 8.0 L2 21.0



Referencia 4138: Fresa en forma cónica con extremo redondeado para la preparación de coronas de cerámica integral.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 850
- ✓ **Medidas:** Diámetro 018 L1 11.0 L2 24.0



FRESAS EN FORMA CÓNICA EXTREMO PLANO



Referencia 1062: Fresa en forma cónica con extremo plano para la preparación de incrustaciones inlay/onlay para lograr con el fin de obtener un borde interior redondeado.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 845
- ✓ **Medidas:** Diámetro 010 L1 4,0 L2 19.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1



Referencia 1063: Fresa en forma cónica con extremo plano para la preparación de incrustaciones inlay/onlay para lograr con el fin de obtener un borde interior redondeado.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 845
- ✓ **Medidas:** Diámetro 012 L1 4,0 L2 19.0





Referencia 3069: Fresa en forma cónica con extremo plano, su forma permite utilizar la base y la parte lateral en operaciones dedicadas esencialmente a garantizar expulsividad.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 847
- ✓ **Medidas:** Diametro 018 L1 8.0 L2 22.0



Referencia 3070: Fresa en forma cónica con extremo plano, su forma permite utilizar la base y la parte lateral en operaciones dedicadas esencialmente a garantizar expulsividad.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 848
- ✓ **Medidas:** Diametro 014 L1 10.0 L2 24.0





Referencia 3071: Fresa en forma cónica con extremo plano, su forma permite utilizar la base y la parte lateral en operaciones dedicadas esencialmente a garantizar expulsividad.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 848
- ✓ **Medidas:** Diametro 016 L1 10.0 L2 24.0



Referencia 4072: Fresa en forma cónica con extremo plano, su forma permite utilizar la base y la parte lateral en operaciones dedicadas esencialmente a garantizar expulsividad.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 848
- ✓ **Medidas:** Diametro 018 L1 10.0 L2 21.0





Referencia 5015: Fresa en forma cónica con extremo plano, su forma permite utilizar la base y la parte lateral en operaciones dedicadas esencialmente a garantizar expulsividad.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 878
- ✓ **Medidas:** Diámetro 018 L1 1.0 L2 25.0


FRESAS EN FORMA CÓNICA EXTREMIDAD OJIVAL



Referencia 3203: Fresa en forma cónica extremo ogival para las restauraciones en cerámicas de revestimiento o coronas de oro, forma un ángulo de 45° a 60°.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 879
- ✓ **Medidas:** Diámetro 012 L1 10.0 L2 24.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1






Referencia 3205: Fresa en forma cónica extremo ogival para las restauraciones en cerámicas de revestimiento o coronas de oro, forma un ángulo de 45° a 60°.

Características:


- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 879
- ✓ **Medidas:** Diametro 014 **L1** 10.0 **L2** 24.0



Referencia 3207: Fresa en forma cónica extremo ogival para las restauraciones en cerámicas de revestimiento o coronas de oro, forma un ángulo de 45° a 60°.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 879
- ✓ **Medidas:** Diametro 016 **L1** 10.0 **L2** 24.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1






Referencia 3228: Fresa en forma cónica extremo ogival para las restauraciones en cerámicas de revestimiento o coronas de oro, forma un ángulo de 45° a 60°.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 878
- ✓ **Medidas:** Diametro 018 **L1** 08.0 **L2** 22.0



FRESA CÍLINDRICAS CON EXTREMO OJIVAL



Referencia 2215: Fresa en forma cónica con extremo ogival para la preparación de coronas de cerámica integral.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 877
- ✓ **Medidas:** Diametro 012 **L1** 6.0 **L2** 21.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



017-1





Referencia 4230: Fresa en forma cónica con extremo ogival, indicadas para la preparación de coronas de cerámica integral.

Características:

- ✓ Grano normal
- ✓ Figura 879
- ✓ Medidas: Diámetro 018 **L1** 10.0 **L2** 24.0



SC 358-1
SC 358-2
SC 358-3
SC 358-4
SC 358-5
SC 358-6
SC 358-7



Q17-1

